



Información, orientación

**Modo de empleo
del dispositivo “BIOMEDIS Trinity”**

2017

Recomendaciones generales

BIOMEDIS TRINIDAD le permite usar la tecnología de bienestar avanzada de sincronización de multifrecuencia (MFS) para su uso práctico en la vida cotidiana.

Las investigaciones que fueron la base de la tecnología de los métodos de MFS y corrección que se utilizan en el dispositivo se llevan a cabo en Rusia, EE.UU., China, Japón, India y otros países. Programas y complejos de corrección de BIOMEDIS TRINITY se basan en varios métodos - el método de terapia de biorresonancia, terapia de resonancia estructural,

estimulación transcraneal, el método de corrección de patologías psicosomáticas. Estos métodos se implementan en BIOMEDIS TRINITY a través de la más nueva tecnología única de MFS, que permite la investigación científica y los métodos que se utilizarán en un completamente nuevo nivel de calidad, lograr altos resultados de la eficiencia de la aplicación del dispositivo.

Descripción de los modos de impacto

En los modos 1 y 2, el dispositivo opera de acuerdo con el método de la terapia de biorresonancia. Se utiliza una base de programa estándar para el BRT. Los programas se utilizan para crear complejos destinados a corregir y prevenir patologías específicas. Corrección de un conjunto de programas (complejo) se compila de forma individual para cada persona.

Propósito de los programas para los modos 1 y 2 (método BRT):

1. fortalecimiento y la corrección de las funciones y sistemas del cuerpo

(Musculoesquelético, nervioso, integumento, cardiovascular, respiratorio, digestivo, urinario, inmunológico, endocrino, reproductivo);

2. prevención del envejecimiento prematuro;

3. garantizar la seguridad infecciosa;

4. la limpieza del cuerpo, la eliminación de sustancias tóxicas.

En el modo 2, el método BRT se implementa a través de la tecnología de sincronización multi-frecuencia (MFS). Por lo tanto, el impacto en el cuerpo se produce no sólo a través de una red de vasos sanguíneos, fibras nerviosas, biológicamente puntos activos en la superficie de la piel, pero también a través de la matriz de agua y en los niveles celulares e intracelulares. Como resultado, la eficacia de BRT está aumentando significativamente. Debido a la operación simultánea de tres emisores en el dispositivo, las frecuencias correctivas entran en el cuerpo en tres niveles, resonando con las estructuras del organismo, informándoles de las frecuencias de vibración saludables y estimular al organismo a trabajar para la auto-curación.

A través de las tecnologías MFS, el dispositivo implementa los métodos de corrección de patologías psicosomáticas y estimulación transcraneal. Estos métodos se utilizan en los complejos para el modo 4. El método de la terapia de resonancia estructural se implementa a través de las tecnologías MFS en los modos 2, 3 y 4 (ver la guía informativa "Fundamentos teóricos de MFS").

En el modo 3, los ritmos basales del organismo se ven afectados. ritmos basales son los ritmos iniciales, básicas y profundas de un ser humano, desarrolladas en el curso de la evolución. En un estado de salud, que están claramente definidas y sincronizadas entre sí. Gracias a la interrelación fractal entre las frecuencias de modulación, no se consigue una restauración de los ritmos basales y inter-sincronización de estos ritmos en todos los niveles funcionales jerárquica del organismo, devolviendo el estado de salud.

Complejos para el modo 3 se utilizan como una monocorrección para cualquier desviación en el trabajo del cuerpo y para la prevención de enfermedades. También se utilizan en combinación con los complejos de los modos 1 y 2.

En el modo 4, basado en las diferencias en los parámetros físicos de las partes individuales del cerebro, varias frecuencias de modulación afectan selectivamente el cerebro. Estas frecuencias están correlacionadas con los ritmos cerebrales. No se lleva a cabo un efecto multicanal en el cuerpo en el mismo principio que el propio cerebro utiliza para mantener la homeostasis. Hay estimulados profundas, estructuras antiguas del cerebro humano, responsable de la gestión de las capacidades de reserva y ocultas del cuerpo.

El uso de complejos en el modo 4 para la corrección de patologías psicosomáticas es eficaz para lograr los siguientes efectos:

- la reducción de las influencias de estrés, relajación, alivio de la fatiga rápida;
- la mejora de la memoria y las funciones intelectuales;
- la activación de los procesos de aprendizaje y la creatividad;
- en terapia compleja de trastorno por déficit de atención;
- la normalización del sueño;
- la activación de los procesos de recuperación;
- reducción de la gravedad del síndrome de dolor crónico;
- reducción de meteosensitivity, la prevención de desynchronosis durante el cambio de las zonas horarias;

- mejora de la capacidad de trabajo físico;
- concentración y movilización de la voluntad y los recursos del cuerpo;
- mejora del estado de ánimo y el bienestar;
- cambio de actitud hacia situaciones psico-traumáticos;
- en la corrección de complejo de alcohol y la dependencia de drogas;
- una disminución en el nivel de ansiedad;
- en la compleja corrección de trastornos de somatización del sistema nervioso autónomo;

- la activación de las reservas y las posibilidades del organismo ocultos.

El uso regular de complejos psicosomáticos en el modo 4 calma la mente y relaja el cuerpo, la sincronización y obligándolos a trabajar en conjunto, ayuda a concentrarse más en el momento presente. complejos psicosomáticos para el modo 4 se utilizan como una monocorrección de problemas psicosomáticos. También se utilizan antes de usar cualquier otro modo como un activador de la reacción del cuerpo a un campo electromagnético exógeno.

En los modos 3 y 4, así como en el modo 2, hay operan tres emisores y efecto en tres niveles:

- a través de los vasos sanguíneos, fibras nerviosas, puntos biológicamente activos;
- a través de una matriz de agua;
- sobre los niveles celulares e intracelulares.

Tecnología de escaneado

En los modos 2, 3 y 4, se utiliza la tecnología de escaneo y detección de frecuencias de resonancia de absorción del cuerpo para la exactitud y la profundidad del impacto. Cuando el programa se activa en los modos especificados, Trinity explora el cuerpo e identifica las frecuencias de absorción de resonancia del organismo. El dispositivo ajusta y el impacto de las frecuencias terapéuticas se produce a frecuencias de resonancia que son "audible" para el cuerpo. frecuencias de resonancia de absorción, estar en una relación funcional, cambiar constantemente sus valores, por lo tanto, durante el proceso de influencia, Trinity adapta constantemente a estos cambios y mantiene una frecuencia adecuada de influencia por las señales correctoras. Debido a esto, las frecuencias correctivas penetran en el cuerpo, sin obstáculos, que afectan más profundamente y con mayor eficiencia.

Al encender el dispositivo en los modos 2, 3, 4, el aparato debe ponerse con la parte trasera al cuerpo y para ser colocado a una distancia de 30 cm para 3-5

segundos. En este tiempo de activación y la tecnología inicial de exploración lo configura para comenzar

El radio de influencia efectiva

Al utilizar el modo 1, el dispositivo puede ser colocado directamente al lado del cuerpo (en el bolsillo) o a una distancia de 1 m. En el modo 1, es deseable colocar el dispositivo con su parte trasera al cuerpo, en tal posición se aumenta la eficiencia.

Cuando se utilizan modos de 2, 3 y 4, el dispositivo siempre se debe poner con su parte trasera a la persona.

En los modos 2 y 3 el radio efectivo de influencia es de 20 a 50 cm. Si la distancia entre el dispositivo y una persona es de menos de 20 cm o más de 50 cm, la eficiencia se reduce.

Al utilizar el modo 4, el dispositivo debe ser colocado a una distancia de 20-30 cm.

Duración y frecuencia de uso del dispositivo

La corrección se realiza mediante sesiones; la sesión es un impacto de una sola vez de un conjunto específico de los programas. Si es necesario, puede tener varias sesiones al día. Para obtener el resultado, por regla general, es necesario hacer el curso de las sesiones. El curso promedio de corrección es de 14-21 días. Es conveniente tomar un descanso durante unos días entre los ciclos. Hay que tener en cuenta las características individuales del organismo y recomendaciones para los sistemas y programas particulares.

Precauciones al usar BIOMEDIS TRINIDAD

El dispositivo está contraindicado en presencia de un marcapasos implantable. Las personas bajo la influencia del alcohol, drogas psicoactivas, no deben utilizar el dispositivo. En las condiciones, que son peligrosos para la salud, el uso del dispositivo debe llevarse a cabo estrictamente de acuerdo con las recomendaciones del médico especialista y bajo su cuidado.

PROGRAMAS DE SINCRONIZACIÓN PSICOSOMÁTICOS MULTIFRECUENCIA para el

modo 4

1. El balance de frecuencias

Usando el programa ayuda a mantener el equilibrio entre la concentración y la relajación. Reduce la presión de las situaciones de estrés, lo que le permite mantenerse activo, estar en estado normal de alerta, pensar en positivo, a sentir un poco relajado.

Al utilizar este programa, se recomienda centrarse en la cuestión perturbadora (próximo examen, la negociación, los malos recuerdos, etc.).

Centrándose en un problema específico, que "lanzar" el generador de excitación patológicamente aumentada, adjunto no sólo activan las experiencias emocionales y mentales y trastornos asociados autonómica (aumento de la presión arterial, trastornos del ritmo cardíaco, disfunción gastrointestinal, disfunción del sistema respiratorio, etc.). Como resultado de ello activamos reflejo patológico.

El programa, debido al suministro de los ritmos de alta frecuencia a baja frecuencia, constantemente estimula el reflejo indicativo (el reflejo de la novedad) de acuerdo con la ley de inducción se reduce drásticamente la excitabilidad de los centros corticales del reflejo condicionado activado al azar que dará lugar a la reducción de las situaciones de estrés

El programa comienza con una frecuencia superior a 33 Hz, a continuación, en el modo de "swing ola", que disminuye la frecuencia y aumenta. Es estabiliza en el intervalo del ritmo alfa por un tiempo y, a continuación, que aumenta y disminuye, y termina a las una frecuencia de 40 Hz. La modulación de frecuencia media de emisores de microondas es de 440 Hz.

1. pensamientos "borrado"

Después de usar este programa hay una sensación de que "la cabeza está vacía". La frecuencia de 40 Hz proporciona de manera óptima la actividad de impulso de sincronización de las neuronas,

implicada en la formación de imágenes y el mantenimiento de

conciencia. Va a tener una actitud para la actividad productiva y el rechazo de pensamientos perturbadores.

El programa comienza a una frecuencia de 40 Hz, entonces se disminuye a una frecuencia de 10-12 Hz y permanece en esta frecuencia por un corto tiempo. Luego viene un aumento gradual de la frecuencia a 40 Hz, y el trabajo termina también a una frecuencia de 40 Hz. La modulación de frecuencia media de emisores EHF se selecciona en el intervalo de 420 a 470 Hz con una transición gradual a la frecuencia de 196-200 Hz.

Duración del programa es de 21 min.

3, 4, 5. Alfa-relajación

El estrés constante tiene un impacto negativo en su salud. Acumulado a lo largo del día, el estrés mental y emocional agota y se roba la vida de alegría. Programas de relajación alfa estimulan las ondas alfa en el cerebro. Ellos se relajan y ayudan a deshacerse del estrés. Contribuyen al equilibrio emocional, física y mental.

3,4,5 programas se utilizan para aliviar el estrés, para el resto de la tensión, para la relajación. La aplicación diaria de alfa-relajación produce el hábito de la concentración, pero no a ser tensa.

Puede utilizar los tres programas o elegir uno como desee.

1. relajación alfa para la restauración de la fuerza física

La estimulación de frecuencia 9-11 Hz (media 10 Hz). La modulación de frecuencia media de emisores EHF es igual a 62 Hz.

2. *relajación alfa para el logro de un estado de comodidad*

La estimulación de frecuencia 9-11 Hz (media 10 Hz). La modulación de frecuencia media de emisores EHF es igual a 196 Hz.

3. *Alfa-relajación para alcanzar un estado de paz*

La estimulación de frecuencia 9-11 Hz (media 10 Hz). La modulación de frecuencia media de emisores EHF es igual a 247 Hz.

La duración es de 20 minutos.

6, 7. Theta relajación

Theta relajación le da acceso a los contenidos de la mente inconsciente, la libre asociación, la visión repentina, ideas creativas. Los programas estimulan el cerebro para producir más endorfinas beta - sustancias que son responsables de la alegría, la relajación y la reducción del dolor. Theta estado es útil para la relajación profunda y ampliar la creatividad. Es útil para mejorar la memoria.

1. relajación theta para la inspiración

La frecuencia de estimulación es de 6-8 Hz. La modulación de frecuencia media de EHF emisores a 333 Hz.

2. Theta relajación para despertar de la conciencia

La frecuencia de estimulación es de 6-8 Hz. La modulación de frecuencia media de EHF emisores a 494 Hz. ¡Atención! El programa puede causar la activación.

2. Sesión Delta (para conciliar el sueño)

El programa estimula las ondas Delta, que permiten conciliar el sueño con facilidad y levantarte fresco y lleno de energía.

Contribuye a restaurar el sueño profundo, cuando el cerebro puede deshacerse de las toxinas y el cuerpo produce hormonas importantes como la melatonina y la hormona del crecimiento. Estos procesos ayudan a mejorar el estado mental, emocional y físico y también fortalecen el sistema inmunológico.

El programa se utiliza para conciliar el sueño. Si usted tiene trastornos del sueño, se debe utilizar el transcurso de nuevo el programa. Antes de utilizar el programa, es preferible llevar a cabo una estimulación en el intervalo alfa (programa de alfa-relajación). La modulación de frecuencia media de emisores EHF es 196 Hz. La duración de la estimulación en el intervalo Delta (frecuencia de hasta 3 Hz) es de 20 minutos. Si después de usar el programa, hay una necesidad de acciones activas, es deseable convertir la relajación programa alfa sucesivamente.

9, 10. Metabolismo

Programas ayudan a mejorar el nivel metabólico del cuerpo.

9. *metabolismo 1*

Este procedimiento da el efecto de imitación de trabajo físico

La frecuencia de estimulación es 14-16 Hz. La modulación de frecuencia media de emisores EHF es 41 Hz La duración es de 20 minutos.

10. *Metabolismo-2*

Este procedimiento tiene el efecto de aumentar la fuerza física.

La frecuencia de estimulación es 14-16 Hz. La modulación de frecuencia media de emisores EHF es 62 Hz. La duración es de 20 minutos

9. 11. Transición a la estados modificados de conciencia

En otras palabras, estos estados se llaman también la experiencia fuera del cuerpo. Usted las puede utilizar para las prácticas espirituales, estados de trance profundo. En este estado, los procesos de auto-restauración y la autocuración son los más intensos en el cuerpo. Contribuyen al aumento del nivel de serotonina, la relajación y disminución del dolor. Ellos le permiten mostrar interés interna. Ayudan a aliviar el insomnio, aumentar la capacidad de empatía, proporcionar relajación profunda y neutralizar el efecto de "agotamiento", y también para acelerar la adaptación y readaptación arriba.

La frecuencia media de modulación es 196 Hz, la frecuencia de estimulación es 3 Hz durante 6 min. Entonces hay una transición suave a la alta frecuencia de modulación de 400 Hz, la frecuencia de estimulación es de 10 Hz durante 12 minutos, entonces no sólo el cambio de la modulación de frecuencia media (de forma rápida a la frecuencia de 196 Hz y luego suavemente a la frecuencia de 400 Hz durante 3-7 minutos.)

12, 13. Fuera de tiempo

Programas le permiten sincronizar la mente con el universo, "para detener el tiempo." Ajuste de la conciencia en este ritmo, se puede sentir la armonía con el mundo, puede cayó el contacto con el universo, puede estar fuera de tiempo. Esta condición se refiere a curanderos, chamanes, videntes, creyentes profundos en la oración.

11. *Fuera de tiempo 1*

Una tasa de estimulación efectiva de 7,83 Hz se utiliza para crear la sensación de estar fuera de tiempo, combinado con una frecuencia moderada de emisores EHF igual a 60 Hz (3-5 minutos), seguido por un cambio brusco de la misma a una frecuencia de 249 Hz (3-5 minutos). Tales cambios cíclicos en la frecuencia media de modulación de emisores de EHF se repiten 5-7 veces.

12. *Fuera de tiempo 2*

También para estos propósitos es conveniente para promediar la frecuencia de modulación de los emisores de microondas en el rango de 210-230 Hz con una frecuencia de estimulación de 7,83 Hz. Tales cambios cíclicos en la frecuencia media de modulación de radiadores de microondas se repiten 5-7 veces. Los programas permiten sincronizar la mente con el universo, para "detener el tiempo." Después de haber sintonizado nuestra conciencia a este ritmo, se puede sentir la armonía con el mundo, se redujo el contacto con el Universo, estar fuera de tiempo. Esta es una condición que es característico de los curanderos, chamanes, los psíquicos que creen profundamente en la oración.

10. Sugerencia

Se recomienda este programa para utilizar en los casos en que una sugerencia es dada por un psicólogo, psicoterapeuta o una persona que lo herself se dedica a la selfsuggestion. La autosugestión (autohipnosis) es la sugerencia de uno mismo de ideas, pensamientos, sentimientos. Por ejemplo, recomendado por un médico y cuyo objetivo es eliminar los fenómenos dolorosos y mejorar el bienestar general. La auto-hipnosis se realiza a través del entrenamiento autógeno.

La frecuencia media de modulación de emisores de EHF es 247 Hz. La parte introductoria consiste en llevar a cabo la estimulación con una frecuencia de 12 Hz durante 6 min. A continuación, la frecuencia disminuye a 6 Hz en 5 minutos. En realidad, la sugerencia se lleva a cabo en esta frecuencia durante 10 minutos (u otro período de tiempo deseado). Salida de la

estado de sugerencia viene con un aumento en la frecuencia de estimulación a 12 Hz.

11. Frescura de la mañana (theta sesión)

El programa emula el estado de un niño que se despertó temprano en la mañana. Se utiliza en la mañana después de despertar.

Se inicia en una frecuencia de estimulación de 7 Hz. La frecuencia media de modulación de los emisores EHF es de 64 Hz durante 3 min. Además, la frecuencia de estimulación se eleva hasta 14 Hz durante 7 minutos con un aumento de la frecuencia media de modulación de los emisores de EHF de hasta 125 Hz.

12. Medio dormido antes de dormir

Imita el estado fronterizo entre somnolencia y sueño. Puede ser utilizado antes de dormir. La frecuencia de estimulación es de 7 a 10 Hz. La frecuencia media de la modulación de emitir EHF alterna 494 Hz y 247 Hz durante 3 minutos por cada uno.

Duración 30 minutos.

17.-La mitad del sueño después de dormir

Imita el estado fronterizo entre el sueño y la vigilia. Puede ser utilizado después de dormir. La frecuencia de estimulación es de 7 a 10 Hz. La frecuencia media de la modulación de emmiters EHF alterna 494 Hz y 124 Hz durante 3 minutos por cada uno.

Duración 30 minutos.

18. La activación de la energía vital

Se utiliza para activar todos los niveles de energía y mentales de un ser humano. Hay un aumento consecutivo de salto de la frecuencia media de la modulación emmiters EHF a lo largo de los chakras. La duración de cada período es de 2-5 minutos. La frecuencia de estimulación es normalmente en el intervalo de 9-11 Hz (media 10 Hz). por

ejemplo, se comienza a una frecuencia de 130,8 Hz, entonces 146,8 Hz, 164,8 Hz, 174,6 Hz, 196 Hz, 220 Hz y finalmente 246,9 Hz.

19. La reducción de la ansiedad

Este programa elimina la excitación excesiva, ansiedad.

La frecuencia de estimulación es 10 Hz. La frecuencia media de modulación de EHF (extra alta frecuencia) de emisión es 330 Hz.

Momento del procedimiento - si es necesario, al menos 10 minutos.

Descripción de los programas de aplicación cuando el método de la Terapia de Resonancia

Estructural (SRT)

Superprograma-1 (se utiliza en modo 2)

El programa sincroniza todos los principales procesos biofísicos en varios niveles. Se utiliza para enfermedades con etiopatogenia no especificado o compleja, incluyendo alergias, intoxicaciones, quemaduras, asma bronquial, astenia; en la fase de rehabilitación después de lesiones, cirugías y diversas enfermedades; es altamente eficaz en la insuficiencia vertebrobasilar. El programa se utiliza tanto como profilaxis y como una parte integral de los complejos correctivos para todos los tipos de patologías.

Todos los tres oscilador de emisores de dispositivos BIOMEDIS-Trinita son modulados por señales de multifrecuencia idénticos - tríos. Cada trío tiene de 3 a 5 minutos. Al mismo tiempo, debido al uso de la forma rectangular de las señales de modulación de osciladores y las propiedades no lineales de los tejidos biológicos, se proporciona un "enfoco" suave a la sincronización del ritmo metabólico basal de la célula.

Frecuencia (Hz) - frecuencia F1	Frecuencia (Hz) - frecuencia F2	Frecuencia (Hz) - frecuencia F3
12681,22	8454,14	5636,10
6340,61	4227,07	2818,05
3170,30	2113,54	1409,02

1585,15	1056,77	704,51
792,58	528,38	352,26
396,29	264,19	176,13
198,14	132,10	88,06
99,07	66,05	44,03
49,54	33,02	22,02
24,77	16,51	11,01
12,38	8,26	5,50
6,19	4,13	2,75
3,10	2,06	1,38
1,55	1,03	0,69
0,77	0,52	0,34

Superprograma-2 (se utiliza en el modo 4)

El programa se utiliza para los espasmos de los músculos lisos de las arterias y órganos huecos (intestino, tracto biliar, píloro, el tracto urinario, los bronquios, algunas formas de migraña y la neuralgia de los nervios craneales).

En el modo 4, cada generador del dispositivo BIOMEDIS-TRINITI es modulada por una frecuencia de la tabla de frecuencia SRT, y la frecuencia de modulación del primer oscilador es la frecuencia diferencia entre las frecuencias de modulación de la segunda y tercera osciladores. Cada trío tiene de 3 a 5 minutos. En este modo, la sincronización completa en dos niveles vecinos de la jerarquía ritmo está garantizada por la conmutación de deslizamiento de los niveles.

Frecuencia (Hz) - frecuencia F1	Frecuencia (Hz) - frecuencia F2	Frecuencia (Hz) - frecuencia F3
176,13	528,38	352,26
132,10	396,29	264,19
88,06	264,19	176,13

66,05	198,14	132,10
44,03	132,10	88,06
33,02	99,07	66,05
22,02	66,05	44,03
16,51	49,54	33,02
11,01	33,02	22,02
8,26	24,77	16,51
5,50	16,51	11,01
4,13	12,38	8,26
2,75	8,26	5,50
2,06	6,19	4,13
1,38	4,13	2,75
1,03	3,10	2,06
0,69	2,06	1,38
0,52	1,55	1,03
0,34	1,03	0,69
0,26	0,77	0,52
0,17	0,52	0,34

Superprograma-3 (se utiliza en modo 3)

El programa se utiliza para procesos inflamatorios y distróficas de diversos órganos y tejidos, incluyendo el tratamiento de flemón, abscesos, tromboflebitis, serositis, lymphostasis, cirrosis hepática con hepatomegalia, así como varicosa atónico de piernas venas, órganos internos y testículos.

En el modo 3, el primer oscilador-emisor del dispositivo BIOMEDIS-TRINITI se modula de forma simultánea para las tres frecuencias de la plataforma SRT (Modo multifrecuencia), y el segundo y tercer oscilador-generadores son moduladas a una frecuencia de la misma fila de la tabla de frecuencia SRT, la diferencia de frecuencia entre las frecuencias de modulación del segundo y tercer

generador siempre está incluido en el trío de frecuencias de modulación del primer generador. Cada trío tiene 1,5 minutos.

Frecuencia (Hz) - frecuencia F1	Frecuencia (Hz) - frecuencia F2	Frecuencia (Hz) - frecuencia F3
12681,22	8454,14	5636,10
5636,10	8454,14	12681,22
8454,14	5636,10	12681,22
6340,61	4227,07	2818,05
2818,05	4227,07	6340,61
4227,07	2818,05	6340,61
3170,30	2113,54	1409,02
1409,02	2113,54	3170,30
2113,54	1409,02	3170,30
1585,15	1056,77	704,51
704,51	1056,77	1585,15
1056,77	704,51	1585,15
792,58	528,38	352,26
352,26	528,38	792,58
528,38	352,26	792,58
396,29	264,19	176,13
176,13	264,19	396,29
264,19	176,13	396,29
198,14	132,10	88,06
88,06	132,10	198,14
132,10	88,06	198,14
99,07	66,05	44,03
44,03	66,05	99,07
66,05	44,03	99,07

49,54	33,02	22,02
22,02	33,02	49,54
33,02	22,02	49,54
24,77	16,51	11,01
11,01	16,51	24,77
16,51	11,01	24,77
12,38	8,26	5,50
5,50	8,26	12,38
8,26	5,50	12,38
6,19	4,13	2,75
2,75	4,13	6,19
4,13	2,75	6,19
3,10	2,06	1,38
1,38	2,06	3,10
2,06	1,38	3,10
1,55	1,03	0,69
0,69	1,03	1,55
1,03	0,69	1,55
0,77	0,52	0,34
0,34	0,52	0,77
0,52	0,34	0,77